

Rivaroxaban, P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Koagulation.

Kortkod på etikett: RIVARO

Remiss: Laboratoriemedicin, Remiss 3.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Na-Citratrör, ljusblå propp.



Provmaterial: Citratplasma

Provvoly: Röret ska fyllas upp till markeringen på röret.

Provhantering

Centrifugeras inom 4 h efter provtagning.

Prov som ska frysas dubbelcentrifugeras, 2x10 min i 2000g.

Plasma överförs till 5 mL plaströr.

Separerad plasma hållbar 4 h efter provtagning i rumstemperatur. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i rumstemperatur grön SofiaBox.

Dubbelcentrifugerad plasma överförs till 5 mL plaströr och fryses in vid -20 °C eller lägre. Hållbar i två veckor. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Rivaroxaban, P-

Klinisk kemi

Indikation

Vid medicinering med rivaroxaban behöver behandlingseffekt inte monitoreras regelbundet. Vid vissa kliniska situationer kan dock koncentrationsbestämning vara till hjälp, ex vid akuta blödningar, inför akut operation eller vid misstanke om minskat upptag/utsöndring.

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: µg/L

För dosering och plasmanivåer vg se FASS.

Resultat < 30 µg/L besvaras med en textkommentar med uppmätt värde och en kommentar om att värden < 30 µg/L bedöms vara mindre exakta.

Resultat > 600 µg/L besvaras med en textkommentar med uppmätt värde och en kommentar om att värden > 600 µg/L bedöms vara mindre exakta.

Interferens/felkällor

Andra FXa hämmande läkemedel ex lågmolekylärt heparin, apixaban eller edoxaban.

Ej fyllda rör, pga utgången hållbarhetstid eller felaktig förvaring kan vakuumsug släppa.

Hemolys i provet efter provtagning kan ge koagulationspåverkan på olika sätt. Då följer en kommentar med svaret: "Nytt prov rekommenderas pga hemolys i provet. Detta ger en svårbedömd påverkan på analysresultatet."

Svarsrutiner

Analyseras vanligen 1 ggr/vecka, akuta prover analyseras efter kontakt med laboratoriet, klinisk kemi.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Rivaroxaban, P-

Klinisk kemi

Synonymer

Xarelto[®], NOAK

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00480-3

Giltigt fr o m 2026-01-30