

Adalimumab

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella, läkemedel

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum.

Provolym:

Blod 5 ml

Provhantering

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagning. Kyltransport krävs ej.

Datum för senaste behandling med läkemedlet skall anges vid beställning

Indikation

Koncentrationsbestämning av s-Adalimumab under pågående behandling, samt analys av antikroppar mot läkemedlet vid terapivikt

Referensintervall, beslutsgräns

S-Adalimumab: Inget referensvärde anges, det rekommenderade terapeutiska intervallet varierar med behandlingsindikation. Se svarscommentar.

Antikroppar mot adalimumab:

Referensvärde (ej påvisade): <10 AU/ml

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00062-3

Giltigt fr o m 2025-11-02

Adalimumab

KITM

Interferens/felkällor

Antikroppar mot adalimumab kan endast analyseras vid mycket låga eller ej detekterbara serumnivåer av adalimumab ($>0,7 \mu\text{g/ml}$).

Svarsrutiner

Tolkning:

Det terapeutiska intervallet för adalimumab beror på behandlingsindikationen: för RA har dalvärden mellan $5\text{--}8 \mu\text{g/ml}$ föreslagits, för psoriasis $3,5\text{--}7 \mu\text{g/ml}$. För Crohns sjukdom har serumkoncentrationer $<5 \mu\text{g/ml}$ kopplats till sämre respons.

(Referenser: Pouw et al. Ann. Rheum. Dis. 2015;74:513-518., Menting et al. JAMA Dermatol. 2015; 151(6):616-622., Roblin et al. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2014;12:80-84).

Analysen utförs och svaras ut inom 5-8 dagar

Kommentar

Analysmetod Adalimumab-koncentration:	Nefelometri
Adalimumab-antikroppar:	Lateral flow

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se