

Anti-IgA-antikroppar

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum

Provvoly:

Blod 5 ml

Provhantering

Prov bör transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Kyltransport krävs ej. Prov som måste förvaras på avdelning före transport bör förvaras i kylskåp.

Indikation

IgA-antikroppar kan förekomma vid IgA-brist och kan ge upphov till komplikationer i samband med blodtransfusion och immunoglobulinbehandling.

Referensintervall, beslutsgräns

Negativ: <7 U/ml

Gränsvärde: 7-10 U/ml

Positivt: >10 U/ml

Interferens/felkällor

Lipemiska eller hemolyserade serum kan påverka analysresultatet.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00068-3

Giltigt fr o m 2025-11-02

Anti-IgA-antikroppar

KITM

Svarsrutiner

Svar ges inom 2 veckor

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00068-3
Giltigt fr o m 2025-11-02