

Acetylkolinreceptor antikroppar (IgG)

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum

Provvoly:

Blod 5 ml

Provhantering

Serum skickas fryst om transporttiden är längre än ett dygn. Om provet anländer till laboratoriet inom ett dygn från provtagning krävs inte kyltransport.

Indikation

Myastenia gravis

Referensintervall, beslutsgräns

<0,4 nmol/L negativt

0,4 - 0,5 nmol/L gränsvärde

>0,5 nmol/L positivt

Interferens/felkällor

Lipemiska och starkt hemolyserade prov bör undvikas.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00071-3

Giltigt fr o m 2025-10-29

Acetylkolinreceptor antikroppar (IgG)

KITM

Svarsrutiner

Analysen utförs i regel varannan vecka (ELISA-metod)

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00071-3
Giltigt fr o m 2025-10-29