

GAD-antikroppar (IgG)

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum

Provvoly:

Blod 5 ml

Provhantering

Proven kan förvaras i 2-8 °C i upp till tre dagar. Längre tids förvaring kräver -20 °C.

Indikation

Diabetes mellitus, Stiff man's syndrom.

Referensintervall, beslutsgräns

<5,0 U/ml = negativ

≥5,0 U/ml= positiv

Interferens/felkällor

Lipemiska och starkt hemolyserade prov bör undvikas.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00152-3

Giltigt fr o m 2025-11-11

GAD-antikroppar (IgG)

KITM

Svarsrutiner

Svar ges inom 1-2 veckor.

Kommentar

Analysen utförs med ELISA-metod.

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00152-3
Giltigt fr o m 2025-11-11