

HLA klass I, typning

KITM

Remiss

Remiss finns att hämta på [Regionvasterbotten.se](https://regionvasterbotten.se)

Välj UL-552 Vävnadstypning som kan fyllas i och skrivas ut från vyn i datorn.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

Provtagning

Provtagningsmaterial:

1 EDTA-rör, lila propp

Provmaterial:

Helblod

Provvoly:

3-8 ml

Provhantering

Förvaring: Prover förvaras i rumstemperatur alternativt i kyla. Skall ej frysas.

Skickas till Laboratoriemedicin gemensam provinlämning alternativt Blodcentralen/Akutlab. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 7 dagar.

Indikation

Vid bedömning av refraktäritet vid trombocytttransfusion, inför transplantation och utredning av tillstånd med HLA-association.

Vid utredning om specifikt HLA-antigen; ange på remiss under frågeställning eller övrigt det HLA-antigen som är av intresse.

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00161-2

Giltigt fr o m 2025-11-11

HLA klass I, typning

KITM

Interferens/felkällor

- Koagulerat prov
- Leukopeni
- Tidigare stamcellstransplantation

Svarsrutiner

Analysen besvaras normalt inom 14 dagar.

Kommentar

Analys utförs ej på prov som saknar identitetsuppgifter på rör eller remiss alternativt saknar underskriven identitetskontroll på remiss.

Ackrediterad

Ja

Sparas i biobank

Nej

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se