

IA2-antikroppar (IgG)

Klinisk Immunologi

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum.

Provvolyt:

Blod 5 ml

Provhantering

Proven kan förvaras i 2-8 °C i upp till tre dagar. Längre tids förvaring kräver -20 °C

Indikation

Diabetes mellitus (antikroppar mot tyrosin fosfatas).

Referensintervall, beslutsgräns

Referensvärde <7,5 U/ml

Interferens/felkällor

Felaktig hantering och transport av provet. Analysen interfererar med hemoglobin. Hemolyserade prover får ej användas.

Svarsrutiner

Svar ges inom 2 veckor.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00163-4

Giltigt fr o m 2026-03-20

IA2-antikroppar (IgG)

Klinisk Immunologi

Kommentar

Analysen utförs med ELISA-metod

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00163-4
Giltigt fr o m 2026-03-20