

Immuniseringssundersökning

KITM

Remiss

Remiss finns att hämta på [Regionvasterbotten.se](https://regionvasterbotten.se)

Välj blodcentralen UL-211

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

Provtagning

Provtagning enligt SOSFS 2009:29 (M).

Innan provtagning, kontrollera att för- och efternamn samt personnummer på rör och remiss är korrekta. När ID-kontrollen är utförd enligt föreskrift, genomför provtagning och signera remissen.

Provtagningsmaterial:

2 st EDTA-rör 7 ml (lila propp, dragvolym 6 ml)

Provmaterial:

Helblod

Provvolyt:

≥12 ml

Provhantering

Förvaring: Prov förvaras i kyl före analys. Bör vara blodcentralen tillhanda inom 24 timmar

Transport: Prov från externa kunder skickas i transportbox med kylklamp alternativt i transportkuvert för biologiska prover

Umeå: Prov lämnas på Akutlab dygnet runt

Skellefteå: Prov lämnas till gemensam provinlämning dygnet runt

Lycksele: Prov inom sjukhuset lämnas till Blodcentralen

Indikation

Vid positiv erythrocytantikroppsscreen

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00167-2

Giltigt fr o m 2025-11-11

Immuniseringssundersökning

KITM

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant

Interferens/felkällor

Möjliga orsaker till felaktigt svar på analysen:

- Felaktigt angiven identitet
- Patientens sjukdom och medicinering
- Tidigare transfusioner
- Eventuell transplantation
- Given RhD-profylax
- Provets ålder. En försvagning av eventuella antikroppar kan ske vid långvarig provförvaring
- Hemolys av blodkroppar i provet
- Otillräckligt blandat prov och därför delvis koagulerat
- Utspädnings effekt vid provtagning ur infusionsinfart

Svarsrutiner

Umeå: Utförs dagtid. Svar erhålls vanligen inom två dygn.

Skellefteå, Lycksele: Prov skickas till Umeå för analys. Svar erhålls vanligen inom två dygn.

Akut immuniseringsundersökning

Utförs dygnet runt, på begäran och endast i medicinskt akuta situationer. Jourläkare ska informeras. Svar erhålls vanligen inom 4 timmar. Preliminärsvar faxas vid behov och gäller tills ordinarie svar erhållit

Kommentar

Analys utförs ej på prov som saknar identitetsuppgifter på rör eller remiss alternativt saknar underskriven identitetskontroll på remiss.

Starkt hemolyserade eller helt/delvis koagulerade prover kan ej analyseras.

Ackrediterad

Ja

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Immuniseringssundersökning

KITM

Sparas i biobank

Nej

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00167-2
Giltigt fr o m 2025-11-11