

Leverantigen utvidgad (IgG)

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum.

Provvoly:

Blod 5 ml

Provhantering

Centrifugeras inom 4 h.

Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Indikation

Misstanke om autoimmun leversjukdom

Referensintervall, beslutsgräns

Besvaras negativ, gränsvärde, svagt positiv, medelstarkt positiv, starkt positiv.

(siffervärden kan fås på begäran, arbiträra enheter)

Interferens/felkällor

Starkt hemolytiska, lipemiska och ikteriska prov kan påverka analysresultatet.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00176-5

Giltigt fr o m 2025-11-11

Leverantigen utvidgad (IgG)

KITM

Svarsrutiner

Positivt resultat åtföljs av tolkningskommentar

Analysen utförs en gång per vecka

Kommentar

Analysmetod lineblot

Antikroppar mot:

M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210

LKM-1, LC-1, SLA/LP, F-aktin

SSA-Ro-52

Associerad leversjukdom

Primär biliär cholangit

Autoimmun hepatit

Autoimmun hepatit, reumatisk sjd

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00176-5

Giltigt fr o m 2025-11-11