

Leverantigen enkel, IIF(glatt muskulatur-, mitokondrie- och LKM- antikroppar) (IgG)

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum.

Provvolyt:

Blod 5 ml

Provhantering

Centrifugeras inom 4 h.

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagning. Kyltransport krävs ej.

Indikation

Utredning av misstänkt autoimmun hepatit och primär biliär cholangit

Referensintervall, beslutsgräns

Semikvantitativ bedömning: Ej påvisbar, svagt, medelstarkt eller starkt påvisbar.

Interferens/felkällor

Starkt hemolytiska, lipemiska och ikteriska prov kan påverka analysresultatet.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00178-3

Giltigt fr o m 2025-11-11

Leverantigen enkel, IIF(glatt muskulatur-, mitokondrie- och LKM- antikroppar) (IgG)

KITM

Svarsrutiner

Semikvantitativ bedömning: Ej påvisbar, svagt, medelstarkt eller starkt påvisbar.

Vi positiv LKM görs även verifiering med annan metod.

Analysen utförs en gång per vecka

Kommentar

I analyspanelen ingår ak mot glatt muskulatur(SMA), mitokondrier(AMA) och LKM

Ackrediterad

Glatt muskulatur och mitokondrie antikroppar är ackrediterade analyser

LKM-antikroppar är inte en ackrediterad analys

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00178-3

Giltigt fr o m 2025-11-11