

Thyreoglobulin-antikroppar (IgG)

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum.

Provvoly:

Blod 5 ml

Provhantering

Centrifugeras inom 4 timmar.

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagning. Kyltransport krävs ej.

Indikation

Subakut tyreoidit, (Hashimoto), idiopatisk primärt myxödem, kronisk thyreoideasjukdom med hyper- eller hypofunktion.

Referensintervall, beslutsgräns

Referensvärde (IU/ml):

Negativ < 40

Gränsvärde 40-60

Positiv > 60

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00190-2

Giltigt fr o m 2025-11-11

Thyreoglobulin-antikroppar (IgG)

KITM

Interferens/felkällor

Lipemiska och starkt hemolyserade prov bör undvikas.

Svarsrutiner

Svarsrutin enligt ovan. Tolkning anges vid behov.

Svar ges inom 2-5 dagar.

Kommentar

Analysen utförs med FEIA-metodik

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00190-2

Giltigt fr o m 2025-11-11