

# HHV6 PCR

Klinisk mikrobiologi

## Remiss

**BoS:** Mikrobiologi/ respektive provmaterial / Övrig virologi PCR. Ange agens.

(Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi, rosa kant)

## ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

## Provtagning

**Saliv-** och **svalgprov** skickas i ESwab-rör, PBS eller koksaltlösning.

**Plasma**, som skickas som helblod i EDTA-rör med lila kork.

**Serum** skickas i serumrör med gel, guldgul kork.

**Csv** skickas som det är i sterila plaströr, minst 1 ml.

**Vävnad** skickas i ESwab-rör, PBS eller koksaltlösning.

**Centrifugerad och avhållt serum/plasma** skickas i sterila plaströr (gäller för längre transporter).

-----  
Vid misstänkt akut meningoencefalit se provtagningsanvisning: "[Csv - akut multiplex PCR](#)"

## Provhantering

Kylförvaring. Skickas snarast möjligt. Transport utanför Norrlands Universitetssjukhus bör ske i kyla. CSV-prover får inte skickas i rörpost.

Om beräknad leveranstid till laboratoriet överstiger 24h från provtagning: Centrifugera serum- och EDTA-rör. Plasma från EDTA-rör hålls av till rör utan tillsats, ange på röret att det innehåller plasma.

## Indikation

Misstanke om aktuell HHV-6 infektion.

HHV-6 orsakar tredagarsfeber, exantema subitum, hos barn och kan även orsaka feberkramper och encefalit.

Hos immunsupprimerade och transplanterade patienter kan HHV-6 ge oklar långdragen feber, utslag, encefalit och pneumonit.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på [regionvasterbotten.se](http://regionvasterbotten.se)

Dokumentnummer 00221-3

Giltigt fr o m 2025-11-11

# HHV6 PCR

Klinisk mikrobiologi

## Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant

## Interferens/felkällor

Ej relevant

## Svarsrutiner

Om provet är laboratoriet tillhanda vardagar före kl 8.45 kan svar lämnas ut samma dag. Undantag gäller för biopsier som kan ta upp till en vecka att analysera.

Under sommartid kan vissa analyser som ej är brådskande ta upp till 2-3 dygn att svara ut.

Provsvaret skickas ut som **har PÅVISATS** eller **har ej påvisats med realtids-PCR**. Kvantitativt svar anges i viruskopior/ml provmaterial.

## Ackrediterad

Ja.

Analys av vävnadsmaterial ej ackrediterad.

## Sparas i biobank

Ja

## Synonym

Tredagarsfeber

*Dokumentslut*

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00221-3

Giltigt fr o m 2025-11-11