

Morbillivirus, PCR

Klinisk mikrobiologi

Remiss

BoS: Mikrobiologi / respektive provmaterial. / övriga agens PCR, ange därefter "morbilli PCR" i fritextrutan.

För externa kunder/kunder utan tillgång till BoS används i första hand LabPortalen, i andra hand pappersremiss (Klinisk mikrobiologi, rosa kant).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

I första hand NPH, svalg och urin. Vid encefalitsymtom kan CSV analyseras.

NPH-sekret

Blå Eswab. Provtagningspinnen förs försiktigt längs näshålans botten mot bakre svalgväggen. Låt pinnen ligga kvar 10-15 sekunder, rotera därefter pinnen och dra ut. För ner pinnen i provröret och rör runt pinnen i 20 sekunder samt tryck/pressa pinnen mot väggen av provröret innan pinnen avlägsnas och kasseras.



eSwab Blå kork

Artikelnummer: 4451

Svalg

Rosa Eswab. Tag först bakre svalgprov med provpinne längst bak i svalget genom att pressa och skrapa pinnen lätt mot den bakre svalgväggen. Helst bör man med spatel trycka ner patientens tunga vid provtagning.



eSwab Rosa kork

Artikelnummer: 5430

Urin: Sterilt rör, minst 1,5 mL.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00239-3

Giltigt fr o m 2025-11-11

Morbillivirus, PCR

Klinisk mikrobiologi

CSV : Sterilt rör, minst 1,0 mL.

Serum (Serumrör 7 mL (blodvolym 5mL) med gel, guldgul kork).

Provhantering

Kylförvaring. Skickas snarast möjligt. Transport utanför Norrlands Universitetssjukhus bör ske i kyla. CSV-prover får inte skickas i rörpost. Om beräknad leveranstid till laboratoriet överstiger 24h från provtagning: Centrifugera serumrör.

Indikation

Misstanke om infektion orsakad av morbillivirus.

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant.

Interferens/felkällor

Ej relevant.

Svarsrutiner

Om provet är laboratoriet tillhanda före kl 8.45 på morgonen kan svar lämnas ut samma dag (vardagar).

Påvisat/icke påvisat i angivet provmaterial.

Observera att morbillivirus är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Ja.

Synonymer

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Morbillivirus, PCR

Klinisk mikrobiologi

Mässling

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00239-3
Giltigt fr o m 2025-11-11