

Pleuravätska-Cytologi, Hematopatologi

Klinisk patologi

Remiss

Varje provbehållare kräver en separat beställning i RoS. Flera provbehållare kan inte skickas på en gemensam beställning.

Inom region Västerbotten:

RoS-"Klinisk Patologi"- "Lungcytologi"

Inom region Jämtland-Härjedalen:

Cosmic-"Patologi/ Cytologi"- "Cyt Pleuravätska"

Om tillgång till RoS eller Cosmic inte finns:

Umeå: Cytologiremiss UL 681

Östersund: Allmän Cytologi/Punktion-remiss: UL 1072

Vid lymfom/leukemi-misstanke:

Inom region Västerbotten:

RoS-"Klinisk Patologi"- "Hematopatologi lymfom/övrigt"

Inom Region Jämtland-Härjedalen:

Cosmic-"Patologi/ Cytologi"- "Hematopatologi Lymfom"

Om tillgång till RoS eller Cosmic inte finns:

Umeå: Hematopatologiremiss UL 238

Östersund: Hematopatologiremiss UL 1069

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#)

Provtagning

Provtagningsmaterial: använd flaska med skruvkork, se dokument [Provtagningsmateriel Patologi](#)

Provmaterial: Vätska

Provvolum: Om den upptappade vätskan överstiger 200 mL blandas vätskan väl och max 200 mL insänds.

Vid mindre vätskemängder insänds allt det uttappade

Provhantering

Förvaring: Förvaras i kylskåp.

Transport: Provet transporteras snarast möjligt till lab

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Pleuravätska-Cytologi, Hematopatologi

Klinisk patologi

Vätskan skall ej fixeras

Indikation

För att undersöka ev. maligniteter, metastaser, tumörväxt i lunga

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant

Interferens/felkällor

Ej relevant

Svarsrutiner

För frågor angående svarstider, kontakta oss gärna på telefon 090-7853105

Kommentar

Om kraftig fördröjning förväntas och/eller om inte kan sparas i kylan då kan 50% etanol fixativ användas vid provtagningen

Ackrediterad

Cytologi: Nej
Hematopatologi: Ja

Sparas i biobank

Ja

Synonymer

Lunga

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00263-3
Giltigt fr o m 2026-02-03