

Toxoplasma, serologi

Klinisk mikrobiologi

Remiss

BoS: Mikrobiologi / Serologi - Allmän

För externa kunder/kunder utan tillgång till BoS används i första hand LabPortalen, i andra hand pappersremiss (Klinisk mikrobiologi, rosa kant)

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provmaterial: Serum (Serumrör 7 mL (blodvolym 5mL) med gel, guldgul kork).

Provvolum: Minst 1 mL serum eller 5 mL venblod.

Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod användas. Skicka då minst 1 mL kapillärblod.

Om möjligt tas akut- och konvalescentserum.

Immunitetsbedömning kan värderas i ett prov. Frågeställning om aktuell infektion kräver ofta jämförande analys av akut- och konvalescentprov. Akutprov tas så snabbt som möjligt efter insjuknandet och konvalescensprov rekommenderas efter 2 - 4 veckor.

Provhantering

Kylförvaring. Skickas snarast möjligt, dock senast 72h efter provtagning. Transport utanför Norrlands Universitetssjukhus bör ske i kyla.

Indikation

Långvarig feber med lymfkörtelsvullnad, intrauterin fosterdöd, foster som föds svårt sjukt.

Referensintervall, beslutsgrens

Ej relevant.

Interferens/felkällor

Kraftigt hemolyserat blod går inte att analysera.

Svarsrutiner

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Toxoplasma, serologi

Klinisk mikrobiologi

Analysen körs dagligen på vardagar.

Toxoplasma IgG: Besvaras negativ, gränsvärde eller positiv (med angivande av koncentrationsvärde).

Toxoplasma IgM: Besvaras negativ, gränsvärde eller positiv

Analysresultatet tolkas i remissvaret av ansvarig läkare med avseende på infektionens aktualitet.

Ackrediterad

Ja.

Sparas i biobank

Ja.

Synonymer

Toxoplasmos

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00301-2

Giltigt fr o m 2025-11-05