

CA 15-3, P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Tumör/Skademarkörer.

Kortkod på etikett: CA153

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 6.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Li-heparin med gel (plasmarör), mintgrön propp.



Provmaterial: Plasma

Provvolym: Minimivolym 1 mL blod

Provhantering

Bör centrifugeras inom 4 h.

Plasma hållbar 5 dygn vid 2 - 8 °C. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i kyla grå SofiaBox.

Vid längre förvaring fryses separerad plasma vid -20 °C eller lägre och transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox. Frys endast en gång.

Indikation

Uppföljning av bröstcancer i enlighet med nationellt vårdprogram för bröstcancer.

Ej som screening-analys.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00362-1

Giltigt fr o m 2025-11-06

CA 15-3, P-

Klinisk kemi

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: kE/L

Referensintervall < 29 kE/L

Gäller för kvinnor som inte är gravida.

Interferens/felkällor

Högdosbehandling med biotin (>5 mg/dygn) kan störa analysen. Vänta minst 8 h från intag av biotin (vitamin B7) till provtagning.

Vissa typer av antikroppar i patientprov kan störa analysen.

Svarsrutiner

Analyseras 2 ggr/ vecka.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom fyra dagar.

Kommentar

Analysområde: 2 - 3000 kE/L

Det uppmätta värdet varierar mellan olika analysmetoder och patienten bör därmed följas med samma metod för att undvika felaktig tolkning.

Ackrediterad

Ja.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Cancerassocierat antigen 15-3

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00362-1

Giltigt fr o m 2025-11-06