

Faktor IX (enz), P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Koagulation.

Kortkod på etikett: F9

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 3

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Na-Citratrör, ljusblå propp.



Provmaterial: Citratplasma

Provolym: Röret ska fyllas upp till markeringen på röret.

Provhantering

Centrifugeras inom 30 min efter provtagning.

Dubbelcentrifugeras, 2x10 min i 2000g.

Dubbelcentrifugerad plasma överförs till 5 mL plaströr och fryses in vid -20 °C eller lägre. Hållbar i två veckor.

Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Indikation

Misstanke om hemofili B eller koagulationsfaktorbrist.

Som regel bör remiss skrivas för blödningsutredning. Ställningstagande till analys av enskilda koagulationsfaktorer görs då av läkare, klinisk kemi.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00392-2

Giltigt fr o m 2026-01-30

Faktor IX (enz), P-

Klinisk kemi

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: kIE/L

0,73-1,67 kIE/L

Interferens/felkällor

Ej fyllda rör, pga utgången hållbarhetstid eller felaktig förvaring kan vakuumsug släppa.

Svarsrutiner

Analyseras 1 ggr/vecka.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Tolkas av läkare, klinisk kemi tillsammans med övriga prover vid blödningsutredning.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Koagulationsfaktor IX, FIX (enz), Anti Hemofili B Faktor

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00392-2

Giltigt fr o m 2026-01-30