

Transtyretin, S-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Hematologi/inflammation

Kortkod på etikett: TTR

Remiss: Klicka [här](#) för att öppna en tillfällig remiss.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Serumrör med gel, (innehåller koagulationsaktivator), guldgul propp



Provmaterial: serum.

Provvoly: Minimivoly 1 mL venblod

Provhantering

Låt koagulera 30 minuter. Bör centrifugeras inom 4 h.

Serum hållbart 3 dagar vid 15-25 °C och 6 månader vid 2-8 °C. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten i kyla i grå SofiaBox.

Vid längre förvaring fryses separerat serum vid -20 °C eller lägre och transporteras från enhet inom Region Västerbotten fryst vid -20 °C i grön SofiaBox. Hållbarhet 1 år vid -20 °C.

Indikation

Utvärdering av behandling vid transtyretinamyloidosis.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00754-3

Giltigt fr o m 2026-01-30

Transtyretin, S-

Klinisk kemi

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: g/L

Referensintervall:

0,20-0,40 g/L

Interferens/felkällor

Låga nivåer kan ses vid inflammation, undernäring, leversvikt samt östrogenbehandling. Förhöjda nivåer kan ses vid njursvikt, kortikosteroidbehandling, Hodgkins sjukdom samt intralipidbehandling.

Vissa typer av antikroppar i patientprov kan störa analysen.

Svarsrutiner

Analyseras 1 ggr/vecka.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Prealbumin, TTR

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00754-3

Giltigt fr o m 2026-01-30