

PNH - Paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Klinisk patologi

Remiss

Inom region Västerbotten:

RoS-"Klinisk Patologi"- "Hematologi blod/benmärg"

Inom region Jämtland-Härjedalen:

Cosmic-"Patologi/ Cytologi"- "Hematopatologi blod/benmärg"

Om tillgång till RoS eller Cosmic inte finns:

Umeå: Hematopatologiremiss UL 238

Östersund: Hematopatologiremiss UL 1069

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#)

Provtagning

Provtagningsmaterial: EDTA - rör (lila propp), se dokument [Provtagningsmateriel Patologi](#)

Provmaterial: venblod i EDTA-rör

Provvoly: 4 mL

Provhantering

Prov mottages endast måndag - torsdag. OBS! Prov tas ej emot dag innan helgdag.

OBS! Prov måste anlända till laboratoriet i Umeå så att analys kan utföras inom 48 timmar från provtagningsstillfället

Provet förvaras i rumstemperatur

Indikation

Immunfenotypisk bestämning av PNH i blod

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant

Interferens/felkällor

Ej relevant

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00264-3

Giltigt fr o m 2026-02-03

PNH - Paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Klinisk patologi

Svarsrutiner

För frågor angående svarstider, kontakta oss gärna på telefon 090-7852542

Ackrediterad

Ja

Sparas i biobank

Nej

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00264-3
Giltigt fr o m 2026-02-03